

Tekniske spesifikasjoner

Dana Diabecare IISG



Til de som trenger noe ekstra

Dana Diabecare IIS



Lett å lære, lett å bære

Egenskaper	Diabecare IISG	Diabecare IIS
Antall basalprofiler	4	4
Basaldosering	0,1 og 0,01 enhet / timti-	0,1 og 0,01 enhet / time
Basaldosering gis	Hvert 4. minutt	Hvert 4. minutt
Temporær (Midlertidig) Basaldosering.	0 –200%, 1 - 12 t	0 –200%, 1 - 12 t
Autokonfigurasjon av Basal/ Bolus doser	Ja (valgfri)	Ja (valgfri)
Forlenget Bolus	Inntil 8 timer	Inntil 8 timer
Hurtig og deretter forlenget bolus	Ja, inntil 8 timer	Ja, inntil 8 timer
Bolus innstillingstrinn	0,1, 0,5, 1,0 enheter	0,1, 0,5, 1,0 enheter
Mulighet for lydpåminnelse etter satt Bolus	Valgfri 10 min - 2timer	Valgfri 10 min - 2timer
Boluskalkulator	Ja, Karbohydrat telling	Ja, Karbohydrat telling
Størrelse på Insulinreservoar	3 ml. (300 enheter)	3 ml. (300 enheter)
Menyspråk	Norsk + 4 andre språk	Norsk + 4 andre språk
Vanntett	Nei, sprutsikker	Ja (IPX8)
Mulighet for å stille av lydvarsling	Ja	Ja
Kapasitet, Bolus minne	500 siste boluser	500 siste boluser
Kapasitet, minne for daglig total:	500 siste dager	500 siste dager
Kapasitet, minne for priming.	500 siste priminger	500 siste priminger
Scrollfunksjon på tastene	Ja	Ja
Tastaturlås (Barnesikring)	Ja	Ja
Temperaturområde (anbefalt)	Fra - 0,5°C til + 40°C	Fra - 0,5°C til + 40°C
Kan benyttes om bord i fly	Ja	Ja
Batteritype	3,6 V. Lithium	3,6 V. Lithium
Levetid, Batteri:	2 -3 mnd.	2 - 3 mnd.
Bakgrunnsbelysning i display	Ja	Ja
Farger	Hvit, Grå, Sort, Rød, Grønn	Hvit, Grå, Sort, Rød, Grønn
Fjernkontroll: Kommer sommer 2008	DANA Diabecare R	DANA Diabecare R
Integrert blodsukkermåler:	Ja	Nei
Motor og drivverk	Swiss Micro motor	Swiss Micro Motor
Dimensjon Lengde x Bredde x Høyde	7,5 x 2,0x 4,6 cm	7,8 x 2,0 x 4,6 cm
Nettovekt	60 gram	60 gram